



GANTS WEITAGLOVE NITRIL ULTRA SOFT BLACK

Gant d'examen en nitrile (NBR), non poudré, texturé, non stérile et ambidextre. Sans latex, conforme avec les normes EN420, EN455 et EN ISO 374-1:2016. Produit sous ISO 13485. Entreposage entre 10° et 30°C, sec et sans poussière. Ne pas exposer au soleil. Avec utilisation, vérifier si le produit n'est pas endommagé, ne pas utiliser les gants défectueux.

DOMAINE D'APPLICATION

- Industrie chimique et pharmaceutique
- Hôpitaux / laboratoire
- Médecine humaine et vétérinaire
- Gastronomie
- Nettoyage



MEDICAL



FOOD

N° D'ART.	DÉSIGNATION	DISTRIBUTEUR	CARTON	PALETTE
836953	Weitaglove Nitril Ultra Soft Black Taille S	200 pièces	10 distributeurs	49 cartons
837003	Weitaglove Nitril Ultra Soft Black Taille M	200 pièces	10 distributeurs	49 cartons
837053	Weitaglove Nitril Ultra Soft Black Taille L	200 pièces	10 distributeurs	49 cartons
837103	Weitaglove Nitril Ultra Soft Black Taille XL	200 pièces	10 distributeurs	49 cartons

DONNÉES TECHNIQUES

Matériau : NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Couleur : noire

non stérile; avec bord roulé; non poudré; ambidextre; doigts texturés

DIMENSIONS

Taille	Paume largeur (mm)	Longueur (mm)
Small	85 ± 5	240
Medium	95 ± 5	240
Large	105 ± 5	240
Extra Large	115 ± 5	240

ÉPAISSEUR

Manchette	Min. 0.05 mm
Paume	Min. 0.06 mm
Doigts	Min. 0.08 mm



weitaglove

GANTS WEITAGLOVE NITRIL ULTRA SOFT BLACK

CERTIFICATION : EPI

EPI de catégorie III pour les risques mortels et/ou irréversibles selon les exigences du règlement européen (UE) 2016/425 pour les équipements de protection individuelle I.

EN ISO 374-1:2016

Type B



KPT

TEST ACC. TO EN 374-4 : 2013

Produit chimique		Dégradation moyenne	
Sodium hydroxide 40%	K	-38,40%	Level 6
Hydrogen peroxide 30%	P	17,60%	Level 2
Formaldehyde 37%	T	46,60%	Level 5

EN 374-4 : 2013 Les niveaux de dégradation indiquent le changement de la résistance à la perforation des gants après exposition au produit chimique en question.
Dégradation moyenne

Level 1	> 10 minutes
Level 2	> 30 minutes
Level 3	> 60 minutes
Level 4	> 120 minutes
Level 5	> 240 minutes
Level 6	> 480 minutes

TEST ACC. TO EN 374-2:2014

Specified: Level 2 (AQL 1.5) - acc. to producer

Level 3	AQL < 0.65
Level 2	AQL < 1.50
Level 1	AQL < 4.00

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

Pour les gants offrant une protection contre les bactéries, les champignons et les virus.



SATRA Technology Europe Ltd.
Bracetown Business Park
Clonee, D15 YN2P, Ireland

CERTIFICATION : DISPOSITIFS MÉDICAUX

EN 455
1-4

Dispositif Médicaux de classe I conformes aux exigences essentielles de la réglementation européenne MDR 2017/745.

CERTIFICATION : CONTACT ALIMENTAIRE



Conforme au règlement européen 10/2011 sur les matériaux et objets destinés à cet effet, d'entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Convient aux aliments aqueux, acides, alcooliques et gras. Conditions particulières : Utilisation en contact court et de manière répétée avec des aliments à des températures inférieures ou égales à 40°C.